



EZPRF
PLATELET-RICH FIBRIN

FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA

NAJLEPSZY
KONCENTRAT **KRWI**





PRZEDSTAWIAMY



EZPRF

PLATELET RICH FIBRIN




Stosowanie koncentratów krwi jest coraz bardziej popularne w medycynie estetycznej, ponieważ pacjentom podoba się koncept dążenia do młodego i odświeżonego wyglądu przy wykorzystaniu własnych komórek, zamiast syntetycznych zamienników.

Technologia **EZPRF**, po latach używania systemów R&D, idzie o krok dalej i oferuje w 100% naturalne i pozbawione modyfikacji rozwiązanie, którym według nas jest **Najlepszy Koncentrat Krwi**.


EZPRF zostało zaprojektowane z myślą o pozyskiwaniu w 100% autologicznej fibryny bogato-płytkowej, dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii.

ŁATWE KROKI 1,2,3

To szybkie i łatwe! Pobierz krew od pacjenta, umieść probówki w wirówce i włącz wirowanie wybierając odpowiedni program. Cały proces zajmuje mniej niż 10 minut.



1 | POBIERZ
KREW PACJENTA



2 | UMIEŚĆ PROBÓWKI
W WIRÓWCE



3 | WYBIERZ PROGRAM
I WŁĄCZ WIROWANIE

DRUGA GENERACJA PRP



MAŁA PRĘDKOŚĆ
WIROWANIA

=




WIĘCEJ KOMÓREK



100% NATURALNY
BEZ DODATKÓW

=



FIBRYNOWE
RUSZTOWANIE

Fibryna bogatopłytkowa PRF okazała się doskonałym uzupełnieniem naszych zabiegów medycyny estetycznej! Nasi pacjenci kochają ten zabieg za to, że jest w 100% naturalny i nie zawiera sztucznych dodatków.

My kochamy go za to, że tworzy żel i zawiera wysokie stężenie płytek, fibrynę i białe krwinki. Stale używamy fibryny, aby wzmocnić efekty zabiegów przy użyciu wypełniaczy z kwasem hialuronowym, razem z mikro-nakłuciami oraz po laserowym ablacyjnym odmładzaniu skóry.

Wprowadziliśmy również PRF do programu związanego ze stymulacją porostu włosów i już widzimy pierwsze, obiecujące rezultaty. Ja wprowadziłem PRF nawet do moich chirurgicznych procedur wykorzystując go po zabiegach na twarz, szyję i po operacjach plastycznych nosa.


Kian Karimi, MD, FACS



Kian Karimi MD, FACS
Facial Plastic Surgery

WOLNE WIROWANIE

NAJLEPSZY KONCENTRAT KRWI





W odróżnieniu od osocza bogatopłytkowego (PRP) w przypadku fibryny bogatopłytkowej (PRF) ważny jest koncept małej prędkości wirowania. W celu uzyskania PRP konieczne jest wirowanie probówek z prędkością do 6 razy większą niż siła grawitacji używana przy EZPRF.

Metoda szybkiego wirowania osocza PRP pozwala wyeliminować czerwone krwinki (RBC) poprzez ich spychanie w dół przez siłę grawitacji. Niemniej jednak dowiedziono, że zbyt szybkie odwirowywanie krwi skutkuje zepchnięciem w dół większości komórek.

Koncept wolnego wirowania EZPRF pozwala na zachowanie witalności komórek, które pozostają nieuszkodzone dzięki wykorzystaniu umiarkowanej siły grawitacji. W ten sposób uzyskuje się znacząco większą ilość Białych Krwinek (WBC), a nawet Mezenchymalnych Komórek Macierzystych (MSC).


W 100% NATURALNE,
POZBAWIONE MODYFIKACJI
ROZWIĄZANIE

NAJLEPSZY KONCENTRAT KRWI



Dodatkowe, bezpłatne próbówki **EZPRF** 13 ml zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby w najlepszy sposób umożliwić pobieranie osocza PRP. Brak antykoagulantów pozwala na utworzenie się fibrynowego rusztowania (cząsteczki fibrynogenu, w obecności trombiny, przekształcają się w fibrynę), które będzie pozwalać komórkom na większą aktywność pozwalając na dłuższe, wolniejsze i bardziej trwałe uwalnianie czynników wzrostu.

Specyficzny rozmiar próbek **EZPRF** 13 ml gwarantuje wydajność PRF. Gładka powierzchnia i zastrzeżony materiał naszych próbek powoduje opóźnienie naturalnego procesu koagulacji, dając lekarzowi więcej czasu na wykonanie zabiegu.



NASZA WIRÓWKA EZMINISPIN

UNIKALNA, ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

EZMINISPIN to unikalna wirówka zaprojektowana specjalnie z myślą o wolnym odwirowywaniu osocza bogatopłytkowego. Jest to również najmniejsze i najcichsze urządzenie, w którym mieści się 6 probówek wielkości 13 ml.

ŁATWA W OBSŁUDZE

Ma wgrane dwa dostosowane programy **EZPRF**.

WIELOFUNKCYJNA

EZMINISPIN pozwala na ręczne ustawienie wartości, gdyby użytkownik chciał wprowadzić inną prędkość i czas wirowania.



REFERENCJE



PRZED I PO

Przebarwienia: 1 x iniekcje **EZPRF** przy użyciu mikrokaniuli

Odmładzanie: 2 x **EZPRF** stosowany razem z mikronakłuciami

Zdjęcia dzięki uprzejmości Dr Anil Rajani

PRF stał się doskonałym uzupełnieniem mojej pracy. Używamy go nie tylko w połączeniu z wypełniaczami, ale również w przypadku mikronakłuć i w połączeniu z frakcyjnym laserowym odmładzaniem (resurfacing) twarzy. Łatwo wprowadzić go do klinicznych protokołów, ale najlepsze są rezultaty, które obserwujemy. Jest to teraz najbardziej pożądanym zabieg, który zastąpił PRP.

Anil Rajani, MD





Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Cosmoscience Sp. z o. o., ul. Karmelkowa 29/21, 52-437 Wrocław

tel. (71) 311 81 85, 510 096 610, 502 770 882
biuro@cosmoscience.pl, www.cosmoscience.pl